

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt łazienkowy prosty 30 cm /40 cm /45cm /
60 cm /80 cm



Kod produktu: JMC-C 54012 / JMC-C 54016 /
JMC-C 54018 / JMC-C 54024 / JMC-C 54032

1. Wykonanie

Uchwyt łazienkowy wykonany jest ze stalowej ramy, lakierowanej proszkowo. Dzięki zastosowaniu kilku warstw powłoki ochronnej są odporne na działanie wilgoci. Uchwyty można montować pionowo lub poziomo.

Zestaw zawiera:

- a) uchwyt
- b) śruby 6 szt.
- c) kołki rozporowe 6 szt.
- d) podkładki gumowe



2. Zastosowanie

Uchwyt łazienkowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym pionizację, utrzymanie równowagi. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Uchwyt polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Przed montażem uchwytu należy ustalić i zaznaczyć na ścianie miejsce, w którym ma być zamontowany.

Krok 2. Za pomocą wiertarki należy wywiercić w ścianie, na odpowiedniej wysokości i szerokości, otwory montażowe.

Krok 3. Przy użyciu śrub i kołków rozporowych należy zamontować uchwyt (rodzaj kołków powinien być dostosowany do rodzaju ściany – beton, cegła, pustak, typ)

4. Specyfikacja techniczna

Nazwa	Szerokość	Waga
JMC-C 54012	30 cm	0,45 kg
JMC-C 54016	40 cm	0,53 kg
JMC-C 54018	45 cm	0,60 kg
JMC-C 54024	60 cm	0,69 kg
JMC-C 54032	80 cm	0,80 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z uchwytu łazienkowego, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Uchwyt należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.

- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- **Należy systematycznie sprawdzać:**
 - dokręcenie śrub
 - stan rurek (pod kątem pęknięć)

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021