


FootWave™ PŁASKOSTOPIE

PALCE MŁOTECZKOWATE, ODCISKI, MODZELE, METATARSALGIA, PŁASKOSTOPIE

FOOTWave™



OPIS PRODUKTU:

Dolegliwości bólowe związane z płaskostopem utrudniają codzienne funkcjonowanie i znacząco wpływają na jakość życia. Wkładki ortopedyczne FootWave™ PŁASKOSTOPIE zostały zaprojektowane przez podiatrów (lekarzy specjalistów od stóp) w celu skorygowania nadmiernej pronacji, koślawości stóp i przede wszystkim opadających łuków podszwowych. Pomagają zmniejszyć dyskomfort nadwyżonych stóp oraz poprawiają ogólną postawę ciała. Zapewniają idealne biomechaniczne wsparcie podczas codziennych aktywności, w pracy, w szkole.

Poprzez przywrócenie naturalnego wzorca chodu wkładki ortopedyczne FootWave™ łagodzą wiele powszechnych dolegliwości bólowych, takich jak ból pleców i kolan. Dzięki tym wkładkom uzyskasz komfort chodzenia, a Twoje stopy będą mniej zmęczone. Dynamiczne wkładki FootWave™ PŁASKOSTOPIE stabilizują stopę, zwiększają komfort poruszania oraz redukują przeciążenia. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi stopa jest dobrze podparta, a pogłębione korytko zapewnia dodatkowe ustabilizowanie tylnej części stopy. Wkładki ortopedyczne FootWave™ mogą być stosowane zarówno w przypadku schorzeń, jak i w ramach profilaktyki występowania wady budowy stóp i postawy.

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Wkładki FootWave mogą zostać przycięte w celu dopasowania rozmiaru do obuwia. Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ PŁASKOSTOPIE:

- 1 POCZUJESZ ULGĘ W BÓLU PRZEDNIEJ CZĘŚCI STOPY**
Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi wkładki stopa jest dobrze podparta i ból związany z płaskostopem znika.
- 2 ZAPEWNISZ WSPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH**
Wkładka posiada podwójny amortyzator kierunkowy tyłostopia, który absorbuje wstrząsy, zmniejszając ból pięty.
- 3 ZAPEWNISZ WYRÓWNIANIE OSI KOŃCZYN DOLNYCH**
Wkładki FootWave PŁASKOSTOPIE posiadają dodatkową wyniosłość śródstopia (pelotę metatarsalną).
- 4 ZAPEWNIĄ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ**
Miękki materiał wyściółki zapobiega obtarciom i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne. Dzięki wsparciu przywrócisz łuki stopy i zmniejszysz dolegliwości bólowe - nawet dolnego odcinka kręgosłupa.

TABELA ROZMIARÓW:

EXTRA SMALL XS	SMALL S	MEDIUM M	LARGE L	EXTRA LARGE XL
35 - 38	39 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 48

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-plaskostopie>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl


SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne


JAK DZIAŁA WKŁADKA FootWave™ PŁASKOSTOPIE

FOOTWave™

WIERZCH



SPÓD



ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 PODWÓJNY AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA	Absorbpcja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację	Zmniejszy się ból pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu
2 PŁASKI SPÓD (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekręcać się w obuwii w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
3 AMORTYZATOR PRZODOSTOPIA	Amortyzacja głów kości śródstopia	Miękka pelota działa jak poduszka - zwiększy komfort poruszania się oraz zapobiegnie tworzeniu się odcisków (modzeli) w tym miejscu
4 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Twoje stopy nie będą przekręcać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
5 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podszwowego)	Twoje łuki podszwowe (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
6 PELOTA METATARSALNA	Dodatkowe wsparcie i odciążenie łuków podszwowych	Zredukuje ból śródstopia i efektywniej przywróci kształt łuku podłużnego i poprzecznego oraz zapobiegnie powstawaniu odcisków i modzeli
7 WYŚCIÓŁKA Z MIKROFIBRY	Bezpieczeństwo, higiena, komfort	Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-plaskostopie>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWICIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne