

DANE PRODUKTU <i>Product details</i>	
Kod produktu <i>Product code</i> TGO-C OSN 407	
Nazwa produktu Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego	<i>Product name</i> <i>Elastic wrist support</i>
Kategoria Sprzęt ortopedyczny	<i>Category</i> <i>Orthopaedic Equipment</i>
Wersje Kolor szary	<i>Version</i> <i>Grey colour</i>
Opis produktu Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego wykonana jest z bezszwowej ortopedycznej tkaniny kompresyjnej. Ujęcie na kciuk zapobiega zsuwaniu się opaski. Anatomicznie uformowana aluminiowa stalka oraz elastyczny pas wzmacniający stabilizuje staw nadgarstkowy od strony dłoniowej. Nowoczesna i przestrzenna tkanina zapewnia swobodny dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci, co ogranicza rozwój flory bakteryjnej. Opaskę można stosować na prawej i lewej ręce. Opaska elastyczna należy do grupy wyrobów medycznych wykorzystywanych w celu stabilizacji stawu oraz łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych występujących, m.in. w sporcie.	<i>Product features</i> <i>Elastic wrist support is made of seamless orthopaedic compression fabric. The thumb support prevents the band from sliding down. Anatomically profiled aluminium stay and elastic strap stabilize the wrist joint from palmar side. Modern and spatial fabric is air permeable and removes excessive heat and moisture limiting the development of bacterial flora. The wrist support can be applied either on the left or the right hand. Wrist support is used to stabilize the joint and soothe pain which occurs in physical strains i.a. in sport.</i>
PAKOWANIE <i>Packing</i>	
Ilość w opakowaniu <i>Qty in box</i> 60 szt./pcs w kartonie zbiorczym/ <i>in outer box</i> 1 szt./pc w kartonie/ <i>in the one box</i>	Wymiary kartonu <i>Box dimension</i> 44 x 34 x 36 cm 11 x 3 x 20,5 cm
Komponenty pakowania <ul style="list-style-type: none"> • Karta gwarancyjna • Instrukcja użytkowania • Etykieta marketingowa 	<i>Packaging components</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Warranty card</i> • <i>User manual</i> • <i>Marketing sticker</i>
Zabezpieczenie produktu <ul style="list-style-type: none"> • Worek foliowy • Karton 	<i>Packaging protection</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PE Bag</i> • <i>BOX</i>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA <i>Technical specification</i>	
Rozmiar/Obwód nadgarstka: <ul style="list-style-type: none"> • S 15-17 cm • M 17-19 cm • L 19-21 cm • XL 21-23 cm 	Sizes/Cicumference of wrist: <ul style="list-style-type: none"> • S 15-17 cm • M 17-19 cm • L 19-21 cm • XL 21-23 cm
Rysunek techniczny	Cechy produktu <ul style="list-style-type: none"> • Ujęcie na kciuk zapobiega zsuwaniu się opaski • Szyna wzmacniająca i stabilizująca • Obwodowa taśma dociągowa zapewniająca ścisłe przyleganie opaski i pewne unieruchomienie
	Product components <ul style="list-style-type: none"> • <i>Thumb support prevents the band from sliding down.</i> • <i>Reinforcing and stabilizing stay</i> <i>Circumferential strap provides snug fit and firm stabilization</i>
CERTYFIKAT <i>Certifications</i>	
Pozostają w zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 93/42/EWG i zharmonizowanymi z nią normami, Dyrektywy 2007/47/WE, a także Ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 74 ze zmianami).	<i>Meet the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC with harmonized standards, Medical Devices Directive 2007/47/EC and the Polish Act of the Medical Devices of 20.05.2010 and Regulation of the Minister of Health of 12.01.2011 regarding essential requirements for medical devices.</i>
	

