


FootWave™ KIDS SUPI 3/4

POZIOM 2: PŁASKOSTOPIE, KOŚŁAWOŚĆ STÓP I KOLAN

FOOTWave™



OPIS PRODUKTU:

UWAGA! Oferowana para wkładek jest długości 3/4 i jest to prawidłowa ich konstrukcja, zapewniająca poprawne działanie. W naszym sklepie są dostępne również modele o pełnej długości.

Dynamiczne wkładki ortopedyczne FootWave KIDS SUPI 3/4 to bezpieczne medyczne wkładki zaprojektowane z myślą o dzieciach, u których stwierdzono koślawość stóp i kolan lub płaskostopie. Unikatowa budowa dynamicznych wkładek FootWave pomaga zmniejszyć ból stóp dziecka, szczególnie pięty, zwiększa stabilność i komfort poruszania się. Wkładki FootWave Kids mogą być stosowane zarówno jako leczenie koślawości i płaskostopia u dzieci, jak i profilaktycznie, aby zapobiegać powyższym dolegliwościom. Pomagają w okresie intensywnego wzrostu dziecka.

Dzięki korytkowej formule dobrze stabilizują tyłostopie i wymuszają poprawną postawę. Mogą być stosowane do każdego obuwia, także szkolnego i sportowego.

W przypadku zaawansowanych dolegliwości stóp i szczególnych stanów chorobowych dziecka wskazana jest konsultacja z lekarzem lub specjalistą.

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ KIDS SUPI 3/4:

- 1 ZAPEWNISZ WYRÓWNIANIE OSI KOŃCZYN DOLNYCH**
Wkładki dają stopom naturalne wsparcie i stabilizację, przywracając im ich prawidłową oś ruchu - stopy i kolana "wyprostują" się.
- 2 PRZECIĄŻENIA BĘDĄ AMORTYZOWANE**
Zmniejszy to ewentualny ból i dyskomfort, zapobiegnie mikro-urazom oraz deformowaniu się stopy.
- 3 ZAPEWNISZ WSPARCIE I KONTROLĘ TYŁOSTOPIA**
Podwójny amortyzator kierunkowy pięty pochłania wstrząsy i rozkłada nacisk, a korytka piętowe stabilizuje stopy w prawidłowych pozycjach.
- 4 ZWIĘKSZYSZ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ**
Miękki materiał wyściółki zapobiega obtarciom i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne. Otwory wentylacyjne odprowadzają nadmiar ciepła i wilgoci.

TABELA ROZMIARÓW:

XSK	SK	K	XS
28 - 29	30 - 31	32 - 34	35 - 38

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwavekids-supi-3-4>

KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne

JAK DZIAŁA WKŁADKA


FootWave™ KIDS SUPI 3/4

FOOTWave™

WIERZCH



SPÓD



ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 PODWÓJNY AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA	Absorpcja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację	Twoje dziecko uniknie bólu pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu
2 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekręcać się w obuwiu w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
3 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Stopy Twojego dziecka nie będą przekręcać się w trakcie ruchu, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
4 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podszwowego)	Łuki podszwowe (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
5 WYŚCİÓŁKA Z MIKROFIBRY	Bezpieczeństwo, higiena, komfort	Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwavekids-supi-3-4>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne