

FootWave™ VERSA MAN

OBUWIE ELEGANCKIE, ZWĘŻANE MOKASYNY

FOOTWave™



OPIS PRODUKTU:

Nierzadko obuwie ma tę przypadłość, że im jest ładniejsze tym mniej jest wygodne. Szczególnie dotyczy to obuwia wizytowego czy zwężanego, w którym czujemy dyskomfort. Pojawia się wtedy ból pięty lub przodostopia, który bywa nie do wytrzymania. Jeśli potrzebujesz czuć się nie tylko elegancko ale i wygodnie jednocześnie dbając o zdrowie swoich stóp, to FootWave™ VERSA MAN jest dla Ciebie!

Dynamiczne wkładki ortopedyczne w niewidzialny dla oka sposób zadbać o amortyzację pięty, tak ważną przy obuwu wyjściowym, które zazwyczaj jest twarde. Wsparą one również śródstopie poprawiając kondycję Twoich łuków podszwowych. Specjalne wzmocnienie od strony podeszwowej zapewni pełną kontrolę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki FootWave™ VERSA MAN nie będziesz już musiał rezygnować z ulubionych butów!

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Wkładki FootWave mogą zostać przycięte w celu dopasowania rozmiaru do obuwia. Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ VERSA MAN:

- 1 POPRAWISZ KOMFORT PORUSZANIA SIĘ W OBUWIU ZWĘŻANYM**
Specjalny kształt wkładki zapewnia idealne dopasowanie.
- 2 ZAPEWNISZ WSPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH**
FootWave VERSA MAN wspierają zarówno podłużny, jak i poprzeczny łuk podszwowy.
- 3 ODCZUJESZ ULGĘ W BÓLU STÓP, KOLAN, BIODER, KRZYŻA**
Redukują ból stóp i nóg, poprawiają ustawienie całego ciała.

TABELA ROZMIARÓW:

SMALL S	MEDIUM M	LARGE L
39 - 41	42 - 43	44 - 45

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-versa-man>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl


SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne

JAK DZIAŁA WKŁADKA FootWave™ VERSA MAN



WIERZCH



SPÓD



ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekręcać się w obuwie w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
2 PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Twoje stopy nie będą przekręcać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
3 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podszewowego)	Twoje łuki podszewowe (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
4 PELOTA METATARSALNA	Dodatkowe wsparcie i odciążenie łuków podszewowych	Zredukuje ból śródstopia i efektywniej przywróci kształt łuku podłużnego i poprzecznego oraz zapobiegnie powstawaniu odcisków i modzeli
5 WYŚCİÓŁKA Z MIKROFIBRY	Bezpieczeństwo, higiena, komfort	Miękki materiał zapobiega obtarciom, zapewnia wentylację i sprawia, że wkładki są bardzo wygodne

Wyjątkowo cienkie, posiadające specjalne wzmocnienie od strony podszewowej, jednocześnie komfortowe i wspierające łuki podszewowe. FootWave™ VERSA MAN to idealne rozwiązanie do każdego rodzaju obuwia dla mężczyzn!

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-versa-man>

KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWCIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne