


DANE PRODUKTU <i>Product details</i>	
Kod produktu <i>Product code</i> TGR-R KT-S 668	
Nazwa produktu Krzesło toaletowe stałe	<i>Product name</i> Fixed commode chair
Kategoria Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy	<i>Category</i> Rehabilitation & Supportive Equipment
Wersje Kolor szary	<i>Version</i> Grey colour
Opis produktu Krzesło toaletowe wykonane z stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Wyposażone w deskę sanitarną z klapą oraz o pojemnik sanitarny. Krzesło wykonane jako stałe do samodzielnego zmontowania, a dzięki zastosowaniu śrub oraz motylków jest łatwe w montażu.	<i>Product features</i> The commode chair is made of powder coated steel frame. It possesses height adjustable legs with anti-sliding rubber tips. The chair is equipped with toilet seat with lid and plastic toilet bucket with lid which can be taken out easily. Fixed commode chair is easy to assemble owing to the application of screws and wing nuts.
PAKOWANIE <i>Packing</i>	
Ilość w opakowaniu <i>Qty in box</i> 1 szt. /pcw kartonie jednostkowym/in one box	Wymiary kartonu <i>Box dimension</i> 66 x 49 x 19 cm
Komponenty pakowania • Karta gwarancyjna • Instrukcja użytkowania • Etykieta marketingowa	<i>Packaging components</i> • Warranty card • User manual • Marketing sticker
Zabezpieczenie produktu • Karton • Worek foliowy • Worek foliowy na wiadro	<i>Packaging protection</i> • BOX • PE Bag • PE Bag for bucket

SPECYFIKACJA TECHNICZNA <i>Technical specification</i>	
Parametry techniczne - Szerokość zew.: 55 cm - Szerokość wew.: 44 cm - Głębokość: 47 cm - Wysokość całkowita: 64-79 cm - Waga Krzesła: 6,6 kg - Maksymalne obciążenie: 110 kg - Regulowana wysokość: 43-58 cm	Technical properties <i>Outer Width: 55 cm</i> <i>Inner Width: 44 cm</i> <i>Depth: 47 cm</i> <i>Overall height: 64-79 cm</i> <i>Weight of chair: 6.6 kg</i> <i>Maximum capacity: 110 kg</i> <i>Height adjustment: 43-58 cm</i>
Rysunek techniczny 	Cechy produktu - Kolor: szary - Rama stalowa malowana proszkowo - Wyposażony w deskę sanitarną z klapą, pojemnik sanitarny - Zastosowanie śrub oraz motylków - Nasadki antypoślizgowe - Łatwe do złożenia Product components <i>Colour of chair: grey</i> <i>Powder coated steel frame</i> <i>Equipped with toilet seat and toilet bucket</i> <i>Application of screws and wing nuts</i> <i>Anti-sliding tips</i> <i>Easy to fold</i>
CERTYFIKAT <i>Certifications</i>	
Pozostają w zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 93/42/EWG i zharmonizowanymi z nią normami, Dyrektywy 2007/47/WE, a także Ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 74 ze zmianami).	<i>Meet the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC with harmonized standards, Medical Devices Directive 2007/47/EC and the Polish Act of the Medical Devices of 20.05.2010 and Regulation of the Minister of Health of 12.01.2011 regarding essential requirements for medical devices.</i> 

OZNAKOWANIE Labeling



TGR-R KT-S 668



REF TGR-R KT-S 668

LOT :

**KRZESŁO
TOALETOWE STAŁE
| FIXED COMMODE
CHAIR**

REF TGR-R KT-S 668

TIMAGO.COM

EXPORT INFO	NUMER PACZKI / BOX NO.
TGR-R KT-S 668  5 902983 720140	WAGA NETTO / N.W. 6,20 kg
WYTWÓRCZA / MANUFACTURER  Timago International Group Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa ul. Karpacza 24/12 43-316 Ślesko-Biała, Polska (Poland) T: +48 33 495 50 50 E: info@timago.com	WAGA BRUTTO / G.W. 7,10 kg WYMIARY PACZKI / MEAS. 66x49x19 cm KOLOR / CRT 1 szt. / pc. OZNACZENIA / SHIPPING MARKS  

Opracował (Prepared by)

Zatwierdził (Approved)